

## ***Equip per a vessaments bioperil·losos (NCB3)***

---

Un equip per a vessaments bioperil·losos inclou bàsicament:

- Una còpia del protocol per a la recollida de vessaments bioperil·losos.
- Guants de nitril d'un sol ús i de diferents mides (verifiqueu-ne la integritat i substituir-los cada dos anys).
- Bata de laboratori o granota (Tyvek®).
- Ulleres amb protecció lateral o que s'ajustin a la cara, o pantalla facial si hi ha risc de grans esquitxades.
- Màscares autofiltrants P3 per a vessaments de cultius d'agents de grup 2 o superior.
- Peücs d'un sol ús.
- Material absorbent, com ara tovalloles de paper, material absorbent granular, etc.
- Una solució desinfectant adequada, com ara lleixiu domèstic (s'ha de preparar cada dia en dilució 1:10) o Virkon 1% (cal fer la solució cada setmana) en una ampolla amb sistema microdifusor.
- Cubell que es fa servir de contenidor primari de l'equip quan aquest no s'utilitza.
- Pinceres llargues per a recollir els vidres trencats, els objectes punyents o tallants o el material absorbent contaminat.
- Contenidor homologat per a material punyent o tallant. No és necessari si normalment n'hi ha a les diferents àrees de la instal·lació.
- Bosses resistents a l'autoclau per a residus bioperil·losos.
- Recollidor i escombra.
- Senyal d'advertència de vessament bioperillós.

No tots els materials d'un sol ús es poden autoclavar o són compatibles amb el desinfectant utilitzat.